

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM - PIT 110 (100/10), DISCO COM 110 ug

LOTE: 3247PIT FABRICAÇÃO: 07/23 VALIDADE: 07/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
 - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI 2023.

Araçatuba, 26 de julho de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610