

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA      DISCO COM 10 ug      ( GEN 10 )

LOTE: 3250GEN      FABRICAÇÃO: 07/23      VALIDADE: 07/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	( 19 – 27 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 19 – 25 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	24,5 mm	( 19 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de julho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610