

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA      DISCO COM 30 ug      ( GEN 30 )

LOTE: 3252GENE      FABRICAÇÃO: 07/23      VALIDADE: 07/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	18,0 mm	( 12 – 18 mm )	15,0 mm
Homogeneidade:	de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm	

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 08 de agosto 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610