

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA DISCO COM 2 ug (AMP 02)

LOTE: 3256AMPE FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,0 mm	( 15 – 21 mm )
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	20,0 mm	( 15 – 21 mm )
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	( 25 – 31 mm )
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 17 de agosto de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610