

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

OXACILINA DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 32700XA FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 22,0 mm | (18 - 24 mm) |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 22,0 mm | (19 - 25 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 2,0 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610