

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TETRACICLINA DISCO COM 30 ug (TET 30)

LOTE: 3271TET FABRICAÇÃO: 09/23 VALIDADE: 09/25

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 28,0 mm | (24 - 30 mm) |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 29,0 mm | (23 - 31 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 25,0 mm | (18 – 25 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610