

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TEICOPLANINA                      DISCO COM 30 ug    (TEC 30)

LOTE: 3279TEC                      FABRICAÇÃO: 09/23                      VALIDADE: 09/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	18,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de outubro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610