

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLINDAMICINA DISCO COM 02 ug (CLI 02)

LOTE: 3284CLI FABRICAÇÃO: 10/23 VALIDADE: 10/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(24 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de outubro de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610