

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SULFONAMIDAS                      DISCO COM 300 ug    (SUL 300)

LOTE: 3287SUL                      FABRICAÇÃO: 10/23    VALIDADE: 10/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de SULFONAMIDAS entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de outubro de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610