

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 3303CFO

FABRICAÇÃO: 11/23

VALIDADE: 11/25

TESTE QUALITATIVO


	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(23 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de dezembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610