



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ENROFLOXACINA                      DISCO COM 05 ug                      (ENO 05)

LOTE: 3304ENO                      FABRICAÇÃO: 12/23                      VALIDADE: 12/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(27 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(32 - 40 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	19,0 mm	(15 - 19 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referência CLSI VET 2023.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610