

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

PIPERACILINA/TAZOBACTAM      DISCO COM 36 ug      (PIT 30/6)

LOTE: 3309PITE      FABRICAÇÃO: 12/23      VALIDADE: 12/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	( 21 – 27 mm )	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	26,0 mm	( 21 – 27 mm )	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	27,0 mm	( 23 – 29 mm )	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
  - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 11 de janeiro de 2024.



Controle de qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610