

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 10 ug (GEN 10)

LOTE: 3310GEN FABRICAÇÃO: 01/24 VALIDADE: 01/26

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 27,0 mm | (19 – 27 mm) |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 25,0 mm | (19 – 25 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 25,0 mm | (19 – 26 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 23,0 mm | (17 – 23 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de janeiro de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610