

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

OPTOQUINA (Ethylhidrocupreine) DISCO COM 5 ug (OPT 05)

LOTE: 3311OPT FABRICAÇÃO: 01/24 VALIDADE: 01/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	23,0 mm	≥ 15 mm
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Ausência de halo	Ausência de halo
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de OPTOQUINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de janeiro de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610