

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA DISCO COM 2 ug (AMP 02)

LOTE: 3313AMPE FABRICAÇÃO: 01/24 VALIDADE: 01/26


**TESTE QUALITATIVO**

|                          |            | Valor obtido | Valor Esperado |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus    | ATCC 29213 | 19,0 mm      | ( 15 – 21 mm ) |
| Enterococcus faecalis    | ATCC 29212 | 20,0 mm      | ( 15 – 21 mm ) |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC 49619 | 29,0 mm      | ( 25 – 31 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo |            | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 30 de janeiro de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610