

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 30 ug (GEN 30)

LOTE: 3320GENE FABRICAÇÃO: 02/24 VALIDADE: 02/26

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado | Alvo |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 18,0 mm | (12 – 18 mm) | 15,0 mm |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm | |

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 27 de fevereiro de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610