

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMICACINA                      DISCO COM 30 ug                      (AMI 30)

LOTE: 3332AMI                      FABRICAÇÃO: 03/24                      VALIDADE: 03/26

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	25,0 mm	( 20 – 26 mm )
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	24,0 mm	( 18 – 24 mm )
Escherichia coli	ATCC 25922	24,5 mm	( 19 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	26,0 mm	( 18 – 26 mm )
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610