

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TEICOPLANINA                      DISCO COM 30 ug    (TEC 30)

LOTE: 3339TEC                      FABRICAÇÃO: 04/24                      VALIDADE: 04/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	21,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.  
Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610