

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 10 ug (GEN 10)

LOTE: 3340GEN FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO


	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(19 – 27 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	24,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610