

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NEOMICINA                      DISCO COM 30 ug      (NEO 30)

LOTE: 3347NEO                      FABRICAÇÃO: 05/24                      VALIDADE: 05/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,5 mm	( 18 – 26 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	21,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.  
Manter os discos de Neomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de maio de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610