

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/AZOBACTAM DISCO COM 36 ug (PIT 30/6)

LOTE: 3352PITE FABRICAÇÃO: 05/24 VALIDADE: 05/26

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	27,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
 - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 25 de maio de 2024.



Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610