

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3358NITE

FABRICAÇÃO: 06/24

VALIDADE: 06/26

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,0 mm	(17 – 23 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	22,0 mm	(17 – 23 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	(25 – 31 mm)
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2024.

Araçatuba, 14 de junho de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001