

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 3362CFO

FABRICAÇÃO: 06/24

VALIDADE: 06/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(23 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de agosto de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001