

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 3374CFE FABRICAÇÃO: 08/24 VALIDADE: 08/26


TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Escherichia coli ATCC 25922 | 18,0 mm | (15 - 21 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2024.

Araçatuba, 20 de agosto de 2024.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001