

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 30 ug (GEN 30)

LOTE: 3375GENE FABRICAÇÃO: 08/24 VALIDADE: 08/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis ATCC 29212	18,0 mm	(12 – 18 mm)	15,0 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm	

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2024.

Araçatuba, 21 de agosto de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001