

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NORFLOXACINA - DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 3377NOR FABRICAÇÃO: 08/24 VALIDADE: 08/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	( 17 – 28 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	23,0 mm	( 18 – 24 mm )
Enterococcus faecalis ATCC 29212	19,0 mm	( 16 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	( 22 – 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001