



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ENROFLOXACINA                      DISCO COM 05 ug                      (ENO 05)

LOTE: 3381ENO                      FABRICAÇÃO: 08/24                      VALIDADE: 08/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(27 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(32 - 40 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	17,0 mm	(15 - 19 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referência CLSI VET 2023.

Araçatuba, 29 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001