

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg ( CIP 05 )

LOTE: 3385CIP

FABRICAÇÃO: 08/24

VALIDADE: 08/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,5 mm	( 22 – 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 21 – 27 mm )
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	( 19 – 25 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	36,5 mm	( 29 – 38 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	31,0 mm	( 25 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.  
Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de setembro de 2024.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001