



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TEICOPLANINA DISCO COM 30 ug (TEC 30)

LOTE: 3401TEC FABRICAÇÃO: 09/24 VALIDADE: 09/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq 2,5$ mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de outubro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601