



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AMOXICILINA DISCO COM 10 ug (AMO 10)

LOTE: 3422AMO FABRICAÇÃO: 11/24 VALIDADE: 11/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2024.

Manter os discos de AMOXICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de dezembro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601