



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug - AMC 30 (20/10)

LOTE: 3425AMC FABRICAÇÃO: 11/24 VALIDADE: 11/26

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	35,0 mm	28 - 36 mm
Escherichia coli	ATCC 25922	23,5 mm	18 - 24 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	19,0 mm	17 - 22 mm
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	$\leq 2,5$ mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de dezembro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601