

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CLINDAMICINA                      DISCO COM 02 ug      ( CLI 02 )

LOTE: 3448CLI                      FABRICAÇÃO: 03/25                      VALIDADE: 03/27

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(24 - 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(23 - 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de março de 2025.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601