



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 3459CFO

FABRICAÇÃO: 04/25

VALIDADE: 04/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,5 mm	(23 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de abril de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601