

## RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMICACINA DISCO COM 30 ug (AMI 30)

LOTE: 3467AMI FABRICAÇÃO: 04/25 VALIDADE: 04/27

### TESTE QUALITATIVO

|                          |            | Valor obtido | Valor Esperado |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus    | ATCC 25923 | 24,0 mm      | ( 20 – 26 mm ) |
| Staphylococcus aureus    | ATCC 29213 | 23,0 mm      | ( 18 – 24 mm ) |
| Escherichia coli         | ATCC 25922 | 24,0 mm      | ( 19 – 26 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa   | ATCC 27853 | 25,0 mm      | ( 18 – 26 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo |            | 2,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

### Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de maio de 2025.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601