

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC

(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFEPIME DISCO COM 30 ug (CPM 30)

LOTE: 3471CPM FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 29,0 mm | (23 – 29 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 37,0 mm | (31 – 37 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 31,0 mm | (25 – 31 mm) |
| Escherichia coli ATCC 35218 | 37,0 mm | (31 – 37 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de maio de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601