



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 2 ug (AMP 02)

LOTE: 3472AMPE FABRICAÇÃO: 05/25 VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	18,0 mm	(15 – 21 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	20,0 mm	(15 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 28 de maio de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925