



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3474NITE

FABRICAÇÃO: 05/25

VALIDADE: 05/27

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	20,0 mm	(17 – 23 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo		2,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 27 de maio de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601