



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

DOXICICLINA - DOX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 3487DOX

FABRICAÇÃO: 06/25

VALIDADE: 06/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de DOXICICLINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de junho de 2025.

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925