

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

OXACILINA                      DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 3495OXA                      FABRICAÇÃO: 06/25                      VALIDADE: 06/27

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 23,0 mm      | (18 - 24 mm)   |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 22,0 mm      | (19 - 25 mm)   |
| Homogeneidade: de acordo         | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2025.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de julho de 2025.



Controle de Qualidade - DME  
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925