



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ÁCIDO PIPEMÍDICO DISCO COM 20 ug (PIP 20)

LOTE: 3515PIP FABRICAÇÃO: 08/25 VALIDADE: 08/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de agosto de 2025

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601