

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TETRACICLINA      DISCO COM 30 ug      (TET 30)

LOTE: 3540TET      FABRICAÇÃO: 10/25      VALIDADE: 10/27

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 24 - 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	28,0 mm	( 23 - 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	( 18 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de outubro de 2025.

Controle de Qualidade - DME  
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983