

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NITROFURANTOÍNA      DISCO COM 100 ug    (NIT 100)

LOTE: 3553NITE

FABRICAÇÃO: 11/25

VALIDADE: 11/27

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,0 mm	( 17 – 23 mm )
Escherichia coli	ATCC 25922	22,0 mm	( 17 – 23 mm )
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	( 18 – 24 mm )
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.  
Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 28 de novembro de 2025.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601