

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AZTREONAM DISCO COM 30 ug - (ATM 30)

LOTE: 3561ATM

FABRICAÇÃO: 12/25

VALIDADE: 12/27

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	27,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	35,0 mm	(31 – 38 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.  
Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de janeiro de 2026.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601