

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**

(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFEPIME DISCO COM 30 ug (CPM 30)

LOTE: 3575CPM FABRICAÇÃO: 01/26 VALIDADE: 01/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(31 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	31,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	36,0 mm	(31 – 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de fevereiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601