



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 3 ug (AMC 2/1)

LOTE: 3581AMCE

FABRICAÇÃO: 02/26

VALIDADE: 02/28

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus ATCC 29213	23,0 mm	(19-25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq 2,5$ mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 03 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601