

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFUROXIMA - DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 3586CRX FABRICAÇÃO: 03/26 VALIDADE: 03/28

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,5 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de março de 2026.

*Daniela S.*

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601