



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3590NITE

FABRICAÇÃO: 03/26

VALIDADE: 03/28

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,0 mm	(17 – 23 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.

Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2025.

Araçatuba, 08 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601