

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA            DISCO COM 10 ug    ( AMP 10 )

LOTE: 2940AMP

FABRICAÇÃO: 02/21

VALIDADE: 02/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 27 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 15 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de fevereiro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001