

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFALEXINA                      DISCO COM 30 ug                      (CFE 30)

LOTE: 2748CFE                      FABRICAÇÃO: 02/19                      VALIDADE: 02/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(29 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(21 - 27 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI, seguem a Cefazolina.

Araçatuba, 20 de Fevereiro de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001