

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg ( MFX 05 )

LOTE : 3038MFX FABRICAÇÃO: 11/21 VALIDADE: 11/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	( 28 - 35 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	31,0 mm	( 25 – 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	( 17 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de novembro de 2021.



Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001